



Vase tampon

PSMH 1000 - 2500



Type		PSMH 1000	PSMH 1250	PSMH 1500	PSMH 2000	PSMH 2500
Contenu net	Litres	904	1285	1528	2055	2347
D) Diamètre sans isolation	mm	790	950	1000	1100	1250
C) Diamètre avec isolation	mm	1030	1190	1240	1340	1450
B) Hauteur sans isolation	mm	2040	2020	2148	2370	2280
A) Hauteur avec isolation	mm	2120	2100	2228	2450	2330
P) Dimension d'introduction	mm	890	1100	1050	1130	1250
Hauteur de basculement	mm	2079	2085	2220	2450	2366
Longueur max. du corps chauffe électrique	mm	790	900	900	900	900
Puissance max. du corps de chauffe électrique	kW	9	9	9	9	9
Perte de réchauffement	W	138	154	166	—	—
Classe énergétique		C	C	C	—	—
Poids	kg	169	213	236	261	286
Isolation Vlies démontable	mm	120	120	120	120	100
Pression de service / essai eau	bar	3 4.5	3 4.5	3 4.5	3 4.5	3 4.5
Température de service max.	°C	95	95	95	95	95
Matériau		S 235 JR	S 235 JR	S 235 JR	S 235 JR	S 235 JR
Hauteurs de raccordements et dimensions						
E) Hauteur du raccord	mm	310	320	380	330	535
E) Manchon / Manchon sonde		2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"
F) Hauteur du raccord	mm	745	745	825	900	975
F) Manchon / Manchon sonde		2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"
G) Hauteur du raccord	mm	1250	1250	1350	1490	1415
G) Manchon / Manchon sonde		2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"
H) Hauteur du raccord	mm	1710	1700	1760	2010	1855
H) Manchon / Manchon sonde		2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"	2" 1/2"
J) Manchon		1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
L) Disposition des sondes		28.2°	31.9°	32.8°	34.3°	36.2°
K) Tube de sonde (Ø intérieur)	mm	11	11	11	11	11